



Anleitung zur Reinigung der Trinkblase Instructions for cleaning the hydration bladder

- D**
1. Trinkblase öffnen (1) und vollständig entleeren
 2. Trinkschlauch abnehmen (2)
 3. Beißteil vom Trinkschlauch abnehmen (3)
 4. Ventil vollständig öffnen (4)
 5. Mit Spülmittel und Warmwasser durchspülen
 6. Mit reinem Wasser klarspülen
 7. Trinkblase kopfüber zum Trocknen hängen
 8. Der Trinkschlauch kann mit der Bürste des Rocksnake cleaningsets ganz einfach gereinigt werden

- E**
1. Open the hydration bladder (1) and empty it completely
 2. Remove drinking tube (2)
 3. Remove the bite piece from the drinking tube (3)
 4. Open the valve fully (4)
 5. Rinse with detergent and warm water
 6. Rinse with clean water
 7. Hang hydration bladder upside down to dry
 8. The drinking tube can be cleaned easily with the brush of the Rocksnake cleaningset



Hauptmaterialien

PEVA, TPU

BPA, PVC und PFC-frei

Lagerung der Trinkblase Storage of the bladder

- D**
- Um die Lebensdauer der Rocksnake Trinkblase zu verlängern, solltest du sie nicht in direkter Sonnenstrahlung lagern oder trocknen. Lager sie am besten kühl und trocken, um einerseits die Bildung von Bakterien zu vermeiden und andererseits, damit der Kunststoff nicht spröde wird. Stelle außerdem sicher, dass die Trinkblase vollständig getrocknet ist, bevor sie für längere Zeit gelagert wird.

- E**
- To prolong the life of the Rocksnake hydration bladder, you should not store or dry it in direct sunlight. Ideally store it in a cool and dry place to avoid the formation of bacteria and to protect the main material. Also make sure the hydration bladder is completely dry before storing it for a long period of time.

Befüllen der Trinkblase Filling the bladder

Zum Befüllen den Schieberegler an der Öffnung abnehmen (1). Öffnung auffalten und an den halbkreisförmigen Überständen der Öffnung auseinanderziehen.

To fill, remove the slider at the opening (1). Unfold the opening and pull apart at the semicircular overhangs of the opening.

Produktinformation

Product information

Gewicht/weight: 110g

Maße/Dim.: 38x20x2cm

Volumen/Volume: 2,1L

